

Balance LUNA 420g x 0.001g – Plateau 120mm de diam



Affichage Impressionnant Avec des chiffres de 24mm, la Luna offre l'un des plus grands écrans LCD du marché comprenant un indicateur de capacité intégré pour facilement surveiller et éviter toute surcharge possible. Applications intégrées Applications intégrées pour les tâches de pesage les plus complexes. La communication est clé La Luna propose en standard les interfaces USB et RS-232 pour un partage sécurisé des données.

Note : Pas noté

Prix

768,00 €

Prix ??TTC : 768,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Grâce à leurs nombreuses caractéristiques et fonctions, les balances de précision Luna sont adaptées à la plupart des tâches de pesage en laboratoire. L'écran de la Luna se caractérise par un aspect élégant, avec des chiffres de 24 mm faciles à lire, en blanc sur fond noir. Idéale pour une utilisation internationale, Luna offre un texte et des capacités d'affichage multilingues. Les interfaces USB et RS-232 facilitent la collecte de données et permettent une communication fluide avec les imprimantes et les ordinateurs. Le plateau en acier inoxydable de qualité 304 et la construction robuste en plastique ABS sont faciles à nettoyer, ce qui confère à Luna la robustesse nécessaire à une balance de laboratoire.