

## Capteur ions Nitrate



Note : Pas noté

**Prix**

395,51 €

Prix ??TTC : 395,51 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ensemble composé d'une électrode sensible aux Ions Nitrate et d'un boîtier adaptateur. Electrode ionique pré-remplie de gel Permafil avec chambre de référence scellée (non remplissable). Aucune solution de remplissage n'est nécessaire.

### Caractéristiques :

Gamme de concentration : 1 M à  $7 \times 10^{-6}$  M ou 0,1 ppm à 14000 ppm

Résolution (12 bits) : 0,15 mV

Gamme de pH : 2,5 à 11 pH

Température de fonctionnement : 0 à 50 °C

Taille de l'échantillon minimum : 3 ml dans un bécher de 50 ml

Reproductibilité :  $\pm 4\%$

Taux d'échantillonnage : 10 échantillons par seconde

Résistance de l'électrode : 1 à 4 MO

Les ions gênants :  $\text{ClO}_3^-$ ,  $\text{ClO}_2^-$ ,  $\text{I}^-$ ,  $\text{F}^-$

\*électrode proposée séparément