

Tabouret Polyuréthane - Lift Gaz



Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix).

Note : Pas noté

Prix

200,25 €

Prix ??TTC : 200,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Tabouret Polyuréthane - Lift Gaz

Assise ronde de 340 mm très ergonomique en polyuréthane haute densité.

Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix), réglable de 540 à 800 mm de hauteur.

Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

Options :

ST 200000 "Repose pieds"

ST 200010 "Jeu de Roulettes"